

## Rosacea

Rosacea is ook snel en zeer effectief te behandelen. Deze aandoening kenmerkt zich door storende rode adertjes, die gepaard gaan met kleine onderhuidse ontstekingsreacties. De Ecuri Long Pulse-laser heft zowel de roodheid als de ontstekingsreactie op. Het is wel van belang de juiste thuisproducten te gebruiken.

## Rode en donkere adertjes op de benen

Spectaculair zijn de resultaten van de Long Pulse- laser bij de behandeling van adertjes op de benen. U ziet de meeste aders onmiddellijk verdwijnen. Doordat zowel van de KTP 532 nm laserstraal als van de 1064 nm laserstraal gebruik kan worden gemaakt, kunnen ook donkere en dieper gelegen aders effectief worden behandeld.

Zwemmen wordt de eerste 2 weken na de behandeling afgeraden. Het nemen van een hete douche of een saunabezoek wordt ten strengste afgeraden.

Alle informatie over de mesotherapiebehandelingen kunt u krijgen bij:



Varsseveldseweg 55  
7131 JA Lichtenvoorde  
t: 0544 371509  
i: [www.francine.nl](http://www.francine.nl)  
e: [info@francine.nl](mailto:info@francine.nl)

BLIJF NIET MET UW HUIDPROBLEMEN RONDLOPEN.

Heeft u last van beharing, acne, littekens, pigmentvlekken, bultjes, steelwratjes. Of merkt u dat uw huid verandert naarmate u ouder wordt (ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels, slappe huid of couperose)? Of heeft U spijt van een tatoeage? Kom dan zeker eens langs...



# Cosmetisch Instituut Francine

## Q-Switched Nd-Yag-laser



### Openingstijden:

Maandag en donderdag  
van 9.00 tot 21.00 uur  
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur  
Woensdag en vrijdag  
van 9.00 tot 17.30 uur  
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Behandeling uitsluitend op afspraak



[www.francine.nl](http://www.francine.nl) Varsseveldseweg 55  
[info@francine.nl](mailto:info@francine.nl) 7131 JA Lichtenvoorde  
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

## Permanent Make-up & Tattoo verwijderen met Yag Laser.


De nieuwste generatie Q-Switched Nd-YAG laser is ideaal voor het verwijderen van tattoo- en permanent make-up-pigmenten in de huid, bijvoorbeeld zwarte, blauwe, bruine en rode tattoo- pigmenten. Deze laser verwijdert misvormde of niet meer gewenste wenkbrauwlijnen, liplijnen, ooglijnen, bodytattoo, pigmentvlekken en ouderdomsvlekken.

De Q-Switched Nd-Yag-laser geeft een zeer smalle, geavanceerde lichtbundel af. Deze staat garant voor een minimum aan pijn, ongemak en bijwerkingen. De laser beschadigt de huid niet.

Tijdens en direct na de behandeling wordt de huid wit. Dit verdwijnt na ongeveer een uur. Het lichaam heeft nu enkele weken de tijd nodig om de inktdeeltjes af te voeren.

Professionele tatoeages (plantaardige inkten) hebben meerdere (6-10) behandelingen nodig, terwijl zwarte amateurtatoeages vaak in enkele (4-6) behandelingen worden verwijderd, waarbij tussen elke behandeling 5 tot 8 weken zit.

Bij oudere tatoeages (15 jaar of ouder) zijn vaak metaalhoudende inkten gebruikt. Deze eisen meer behandelingen (10-12). In veel gevallen zal de tatoeage geheel verdwijnen.



Het wordt aangeraden om een sunblock factor 30 of hoger te gebruiken en blootstelling aan zonlicht te vermijden. Zwemmen, het nemen van een hete douche of een saunabezoek wordt de eerste 2 weken na de behandeling ten strengste afgeraden.

De ECURI Q-Switched Nd-YAG-laser is niet schadelijk voor de huid en laat geen littekens achter. Ideaal voor lelijke storende vlekken op de handen en in het gezicht en decolleté .

De Q switched Nd Yag -laser is één van de meest geavanceerde lasers binnen de lasertechnologie. Deze staat garant voor een minimum aan pijn, ongemak of bijwerkingen.

## Pigmentvlekken verwijderen

ECURI Q-Switched Nd-YAG laser heeft een speciale lens (de zgn. "KTP532nm -lens") voor het verwijderen van pigmentvlekken, ouderdomsvlekken en levervlekken. Deze verdwijnen al voor een groot deel na één behandeling.

De KTP 532nm fractionellens vergruist de storende vlekken vaak in één keer. Het is een korte behandeling van enkele minuten. De vlekken worden in 5 tot 10 dagen door uw eigen huid afgestoten. Na twee weken ziet de huid er volledig normaal uit. Alsof er nooit pigmentvlekken hebben gezeten.



## Couperose en rode adertjes

Couperose en rode adertjes in het gezicht, hals en op het decolleté. De Ecuri Long Pulse heeft speciale optische lenzen. Hiermee kunt u rode adertjes laten verdwijnen zonder de omliggende huid te beschadigen. Na de behandeling kleuren sommige adertjes donker op. Dit is een teken dat de behandeling is geslaagd. De vlekjes verdwijnen in enkele dagen.